

DOTEST, S.L.


# SISTEMAS DE VACIADO



[www.dotestsl.com](http://www.dotestsl.com)


Disponemos de una amplia gama de bombas de dosificación adaptadas a distintos tipos de productos, incluidas opciones higiénicas que cumplen con los más estrictos estándares de limpieza. Estas bombas se integran a la perfección en nuestras soluciones completas de dosificación, garantizando un vaciado eficiente y preciso para cada aplicación.

### SERIE DTS PS




**DTS PS110**

Relación de presión **15:1**  
Caudal **35 cc/ciclo**  
Para bidones de **15 a 50L**



**DTS PS210**

Relación de presión **30:1**  
Caudal **47 cc/ciclo**  
Para bidones de **15 a 50L**



**DTS PS450**

Relación de presión **45:1**  
Caudal **261 cc/ciclo**  
Para bidones de **50 a 200L**

### ELEVADOR NEUMÁTICO



**DTS BPEN**

Presión de aire de trabajo **4,5 bar**  
Diámetro del cilindro neumático **90 mm**  
Carrera del cilindro neumático **1.052 mm**  
Para bidones de hasta **200L**

SOMA



**SOMA PMP**

Especializado en **grasas y lubricantes**  
Relación hidráulica **1:10 o 1:20**  
Voltaje de operación **24 V CC**



Bombas volumétricas de cavidad progresiva basadas en el principio de pistón sin fin.



**viscoMT-XS**

Viscosidad hasta  
**5.000.000 mPas**  
Caudal **810 ml/min 80 rpm**  
Para bidones de **5 a 50L**



**viscoMT-L**

Viscosidad hasta  
**5.000.000 mPas**  
Caudal **600 ml/min 80 rpm**  
Para bidones de **50 a 300L**



**viscoMT-XL**

Viscosidad hasta  
**5.000.000 mPas**  
Caudal **9,8l/min 80 rpm**  
Para bidones de **200 a 2.000L**



**vipro-FEED M plu**


Suministro par **1C y 2C**  
Caudal **1,5 l/min**  
Para bidones de **10 a 30L**



**vipro-FEED DC**

Vaciado de **cartuchos de doble cámara de 200 y 400 ml**  
Viscosidades superiores a **100.000 mPas.**


## BOMBAS HIGIÉNICAS




**visco MT-XM / XS**

Viscosidad hasta  
**7.000.000 mPas**  
Caudal hasta **90l/min**  
Para bidones de **5 a 200L**





# DOTEST, S.L.



+34 93 490 55 60

C/ Maria Barrientos, 15. 08028, Barcelona

[www.dotestsl.com](http://www.dotestsl.com)

[dotest@dotestsl.com](mailto:dotest@dotestsl.com)